

Wb, If/Icc, Elisa, Chip용 Anti-Yy1 토끼 단일클론 항체 - P25490

품목 번호: CM0002403



소개

이 인간 YY1 (P25490)에 대한 토끼 단일클론 항체는 WB, IF/ICC, ELISA 및 ChIP에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 크로마틴 리모델링 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YY1 Rabbit mAb
비고/별칭	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEV5; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7528
GeneID	7528
면역원	합성 펩타이드 - 인간 YY1 (P25490)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P25490
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 백(Ice bag)