

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Yy2 폴리클로날 항체 - O15391

품목 번호: CM0023874

소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해
검증된 YY2 (ZNF631)에 대한 토끼 폴리클로날 항체.
전사 조절 및 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YY2 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF631; YY2
종	인간
GeneID (인간)	404281
GeneID	404281
면역원	합성 펩타이드 인간 YY2 (NP_996806.2)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15391
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백