


웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Zap70 폴리클론항체 - P43403

품목 번호: CM0019750



소개

인간 ZAP70 (면역원: 아미노산 1-300)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. T-세포 신호전달 및 적응 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZAP70 토끼 pAb
비고/별칭	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
종	인간
GeneID (인간)	7535
GeneID	7535
면역원	인간 ZAP70 (NP_001070.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43403
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백