


Wb, Elisa용 Anti-Zap70 토끼 단일클론 항체 - P43403

품목 번호: CM0009585



소개

재조합 토끼 단일클론 anti-ZAP70 항체(70kDa). WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. T세포 신호 전달, 림프구 발달 및 적응 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ZAP70 토끼 mAb
비고/별칭	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
종	인간
GeneID (인간)	7535
GeneID	7535
면역원	인간 ZAP70(NP_001070.2)의 아미노산 520-619에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P43403
단백질 중량	70kDa
배송	아이스팩