

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Zbed1 폴리클로날 항체 - O96006

품목 번호: CM0029032



소개

인간 ZBED1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 및 세포 증식 연구에 적합하며; 내인성 ZBED1을 78 kDa에서 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZBED1 Rabbit pAb
비고/별칭	ALTE; DREF; TRAMP; hDREF; ZBED1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9189
GeneID	9189
면역원(Immunogen)	인간 ZBED1 (NP_001164607.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O96006
단백질 분자량	78kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)