


Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Zbp1 폴리클로날 항체 - Q9Qy24

품목 번호: CM0026603



소개

WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA용 마우스 ZBP1 (DAI/DLM-1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. PANoptosis를 유도하는 핵심 선천성 면역 센서인 Z-DNA 결합 단백질 1을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZBP1 Rabbit pAb
비고/별칭	Dai; Dlm1; mZaDLM; 2010010H03Rik
종	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	81030
GeneID	58203
면역원	마우스 ZBP1 (NP_067369.2)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
응용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Mouse (마우스)
SWISS	Q9QY24
단백질 분자량	44 kDa/21 kDa
배송	아이스백