


Anti-Zbp1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용) - Q9H171

품목 번호: CM0007739



소개

사람 ZBP1 (DAI/DLM-1)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 바이러스성 Z-RNA를 감지하여 PANoptosis를 유발하는 선천성 면역 센서인 46kDa Z-DNA/RNA 결합 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZBP1 Rabbit mAb
비고/별칭	DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	81030
GeneID	81030
면역원(Immunogen)	사람 ZBP1 (NP_110403.2)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q9H171
단백질 분자량(Protein Weight)	46kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)