


Wb, Elisa용 Anti-Zbp1 토끼 다클론 항체 - Q9H171

품목 번호: CM0014782



소개

Western blot 및 ELISA 검증을 완료했으며 인간, 마우스 및 랫드 샘플에 반응하는 고품질 ZBP1(DAI/DLM-1) 토끼 다클론 항체입니다. 선천성 면역 및 PANoptosis 경로 연구에 적합합니다. - Q9H171

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZBP1 토끼 pAb
비고/별칭	DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183; ZBP1
종	인간
유전자 ID (인간)	81030
유전자 ID	81030
면역원	인간 ZBP1(NP_110403.2)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H171
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백