


Wb 및 Elisa용 Anti-Zbtb17 폴리클론항체 - Q13105

품목 번호: CM0014625



소개

림프구 발달 및 세포 주기 조절에 관여하는 전사 인자인 ZBTB17 (MIZ-1)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZBTB17 Rabbit pAb
비고/별칭	MIZ-1; ZNF60; ZNF151; pHZ-67; ZBTB17
종	인간
유전자 ID (인간)	7709
유전자 ID	7709
면역원	인간 ZBTB17 (NP_003434.2)의 아미노산 121-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13105
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백