


Wb, Elisa용 항-Zbtb48 다클론 항체 - P10074

품목 번호: CM0029129



소개

인간 ZBTB48(TZAP)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다. 텔로미어 길이 조절 및 유전자 발현 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZBTB48 토끼 pAb
비고/별칭	HKR3; TZAP; ZNF855; pp9964; ZBTB48
종	인간
GeneID (인간)	3104
GeneID	3104
면역원	인간 ZBTB48(NP_005332.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P10074
단백질 분자량	77kDa
배송 방법	아이스 팩