

Anti-Zbtb7A/Fbi-1/Lrf Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95365

품목 번호: CM0003390



소개

사람 ZBTB7A(Pokemon, LRF라고도 함)에 대한 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로트, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절 및 암 생물학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ZBTB7A/FBI-1/LRF Rabbit mAb
비고/별칭	LRF; FBI1; FBI-1; TIP21; ZBTB7; MNDLFH; ZNF857A; pokemon; ZBTB7A/FBI-1/LRF
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	51341
유전자 ID	51341
면역원	합성 펩타이드 사람 ZBTB7A/FBI-1/LRF (O95365)의 아미노산 450-550 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	O95365
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스 백(Ice bag)