

Anti-Zbtb8A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Br9

품목 번호: CM0023047

소개

ZBTB8A(BOZF1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫드에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 전사 조절에 관여하는 아연 결합 전사 인자를 타겟으로 합니다. IVD 검사법 개발 및 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZBTB8A Rabbit pAb
비고/별칭	BOZF1; ZBTB8; ZNF916A; ZBTB8A
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	653121
유전자 ID	653121
면역원(Immunogen)	제조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q96BR9
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백