

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Zc3H12C 토끼 다클론 항체 (Mcpip3) - Q9C0D7

품목 번호: CM0021641

소개

인간 ZC3H12C (MCPIP3)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. RNA 조절 및 엔도뉴클레아제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZC3H12C 토끼 pAb
비고/별칭	MCPIP3; ZC3H12C
종	인간
유전자 ID (인간)	85463
유전자 ID	85463
면역원	인간 ZC3H12C (NP_203748.1)의 아미노산 735-883에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9C0D7
단백질 분자량	99kDa
배송	아이스 팩