

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Zc3H12D 토끼 다클론 항체 - A2A288

품목 번호: CM0021380

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 ZC3H12D 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 추정 리보뉴클레아제 및 종양 억제 단백질인 약 58 kDa의 표적을 인식합니다. 암 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                               |
| 제품명         | ZC3H12D 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | TFL; p34; MCP4; C6orf95; dJ281H8.1; ZC3H12D                     |
| 종           | 인간                                                              |
| GeneID (인간) | 340152                                                          |
| GeneID      | 340152                                                          |
| 면역원         | 인간 ZC3H12D의 아미노산 150-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_997243.2) |
| 숙주          | 토끼                                                              |
| 분류          | 다클론 항체                                                          |
| 응용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                     |
| SWISS       | A2A288                                                          |
| 단백질 분자량     | 58kDa                                                           |
| 배송          | 얼음팩                                                             |