

Wb 및 Elisa용 Anti-Zc3H14 폴리클론항체 - Q6Pjt7

품목 번호: CM0017976

소개

ZC3H14에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA 적용 분야에서 검증됨. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 ZC3H14를 검출. circRNA 생합성 및 RNA 결합 단백질 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZC3H14 Rabbit pAb
비고/별칭	SUT2, MRT56, UKp68, MSUT-2, NY-REN-37, ZC3H14
종	인간
유전자 ID	79882
면역원	인간 ZC3H14 (NP_997545.2)의 아미노산 1-306에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6PJT7
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백