

Wb, Elisa용 Anti-Zc3H15 폴리클로날 항체 - Q8Wu90

품목 번호: CM0014205

소개

인간 ZC3H15 (DFRP1/LEREPO4)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. DRG1 조절 및 GTPase 활성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZC3H15 Rabbit pAb
비고/별칭	DFRP1; HT010; LEREPO4; MSTP012; ZC3H15
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55854
GeneID	55854
항원(Immunogen)	재조합 단백질; 인간 ZC3H15 (NP_060941.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q8WU90
단백질 분자량	49kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)