

Elisa용 Anti-Zcchc10 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Tbk6

품목 번호: CM0020327

소개

마우스 교차반응성을 가진 ELISA 검증 Anti-ZCCHC10 토끼 폴리클론 항체. 재조합 면역원. ZCCHC10은 금속 결합에 관여하는 아연 손가락 CCHC 도메인을 포함하는 단백질입니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZCCHC10 Rabbit pAb
비고/별칭	ZCCHC10
종	인간
유전자 ID	54819
면역원	인간 ZCCHC10 (NP_001287745.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
적용	ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8TBK6
단백질 무게	21kDa
배송	아이스백