

Anti-Zcchc11 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q5Tax3

품목 번호: CM0030247



소개

ZCCHC11 (TUT4)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 검증되었습니다. mRNA 유리딜화 및 miRNA 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZCCHC11 Rabbit pAb
비고/별칭	PAPD3; TENT3A; ZCCHC11
종	인간
GeneID (인간)	23318
GeneID	23318
면역원	인간 ZCCHC11 (NP_001009881.1)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5TAX3
단백질 분자량	185kDa
배송	아이스백