

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Zcchc3 폴리클로날 항체 - Q9Nud5

품목 번호: CM0020382

소개

인간 ZCCHC3를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 Human 및 Mouse에 대해 검증되었습니다. ZCCHC3는 선천적 항바이러스 면역에 관여하는 핵산 결합 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZCCHC3 Rabbit pAb
비고/별칭	C20orf99; ZCCHC3
종	인간
유전자 ID (인간)	85364
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NUD5
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백