

Anti-Zcchc7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8N3Z6

품목 번호: CM0024067

소개

ZCCHC7 토끼 폴리클론항체는 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 핵소체에 국한된 63 kDa 아연 손가락 단백질을 검출합니다. 특이적 검출을 위한 재조합 면역원입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZCCHC7 Rabbit pAb
비고/별칭	AIR1; HSPC086; ZCCHC7
종	인간
GeneID (Human)	84186
GeneID	84186
면역원	인간 ZCCHC7 (NP_115602.2)의 아미노산 1-231에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q8N3Z6
단백질 무게	63kDa
배송	아이스백