

Anti-Zdhhc15 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Mv8

품목 번호: CM0019924

소개

사람 팔미토일트랜스퍼라제 ZDHHC15를 표적하는 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 단백질 팔미토일화, 엔도솜 수송, 및 시냅스 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZDHHC15 Rabbit pAb
비고/별칭	ZDHHC15; DHHC15; MRX91; palmitoyltransferase ZDHHC15
종	사람 (Human)
유전자 ID	158866
면역원	사람 ZDHHC15 (NP_659406.1)의 아미노산 231-331 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q96MV8
단백질 분자량	17kDa/38kDa/39kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)