

Anti-Zdhhc18 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nue0

품목 번호: CM0017745

소개

ZDHHC18(DHHC18)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블랏, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트를 검출하며, 팔미토일화 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ZDHHC18 Rabbit pAb
비고/별칭	DHHC18; DHHC-18; ZDHHC18
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	84243
면역원(Immunogen)	인간 ZDHHC18 (NP_115659.1)의 아미노산 301-388에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NUE0
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)