

Anti-Zdhhc2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9UIj5

품목 번호: CM0020969

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 고품질 anti-ZDHHC2 토끼 폴리클론 항체. 암 전이 및 시냅스 가소성에 관여하는 팔미토일트랜스퍼라제인 인간 및 쥐 ZDHHC2를 검출합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZDHHC2 Rabbit pAb
비고/별칭	DHHC2; ZNF372; ZDHHC2
종	인간
유전자 ID (인간)	51201
유전자 ID	51201
면역원	인간 ZDHHC2 (NP_057437.1)의 아미노산 270-367에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9UIJ5
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩