

Wb 및 Elisa용 항-Zdhhc20 토끼 다클론 항체 - Q5W0Z9

품목 번호: CM0024046



소개

인간 ZDHHC20에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 이 팔미토일트랜스퍼라아제 항체는 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응하며 EGFR 신호 전달, SARS-CoV-2 스파이크 지질화 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZDHHC20 토끼 pAb
비고/별칭	DHHC20; DHHC-20; 4933421L13Rik; ZDHHC20
종	인간
유전자ID (인간)	253832
유전자ID	253832
면역원	인간 ZDHHC20 (NP_001316988.1)의 아미노산 270-365 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5W0Z9
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스팩