

Wb 및 Elisa용 항-Zdhhc4 토끼 다클론 항체 - Q9Npg8

품목 번호: CM0021650

소개

인간 ZDHHC4(팔미토일트랜스퍼라제)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 예상 분자량이 40 kDa인 인간, 마우스, 랫드 ZDHHC4를 검출합니다. 팔미토일화 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZDHHC4 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF374; ZDHHC4
종	인간
유전자 ID (인간)	55146
유전자 ID	55146
면역원	합성 펩타이드 (인간 ZDHHC4의 아미노산 110-210번 부위)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NPG8
단백질 분자량	40kDa
배송 방법	아이스 팩