

Wb, Elisa용 Anti-Zdhhc5 Rabbit Pab - Q9C0B5

품목 번호: CM0019477

소개

ZDHHC5에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 세포 접착, 면역 및 지방산 흡수를 조절하는 팔미토일전이효소인 인간 및 마우스 ZDHHC5(78 kDa)를 검출합니다. IVD 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZDHHC5 Rabbit pAb
비고/별칭	DHHC5, ZNF375
종	인간(Human)
GeneID	25921
면역원	인간 ZDHHC5 (NP_056272.2)의 아미노산 130-230 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9C0B5
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스 백(Ice bag)