

Anti-Zdhhc8 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Ulc8

품목 번호: CM0023043

소개

팔미토일트랜스퍼라제인 ZDHHC8에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며, 인간 및 마우스와 반응합니다. 단백질 팔미토일화 및 콜레스테롤 유출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZDHHC8 토끼 pAb
비고/별칭	DHHC8; ZNF378; ZDHHCL1; ZDHHC8
종	인간
유전자 ID (인간)	29801
유전자 ID	29801
면역원	인간 ZDHHC8 (NP_037505.1)의 아미노산 240-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9ULC8
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백