


Wb, Elisa용 Anti-Zeb1 단일클론 항체 - P37275

품목 번호: CM0011588



소개

인간 ZEB1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. EMT 및 전사 조절 연구에 적합하며, zinc finger E-box-binding homeobox 1 억제인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZEB1 토끼 mAb
비고/별칭	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1
종	인간
유전자 ID (인간)	6935
유전자 ID	6935
면역원	재조합 단백질 인간 ZEB1의 재조합 단백질
생산원	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P37275
단백질 분자량	116 kDa/122 kDa/124 kDa
배송	아이스팩