


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Zeb1 다클론 항체 - P37275

품목 번호: CM0014416



소개

상피-간엽 전이에 관여하는 아연 핑거 전사인자 ZEB1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증되었습니다. 분자량: 124 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ZEB1 토끼 pAb
비고/별칭	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
종	인간
유전자 ID (인간)	6935
유전자 ID	6935
면역원	인간 ZEB1 (NP_110378.3)의 아미노산 490-710에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P37275
단백질 분자량	124kDa
배송 방식	아이스 팩