


Anti-Zeb1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P37275

품목 번호: CM0024928



소개

인간 ZEB1(Zinc finger E-box-binding homeobox 1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 마우스, 래트와 교차반응. EMT, 암 진행, 전사 조절 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZEB1 Rabbit pAb
비고/별칭	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHXA; DELTAEF1; ZEB1
종	인간
GeneID (human)	6935
GeneID	6935
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P37275
단백질 분자량	124 kDa
배송	아이스백