


Anti-Zeb2 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, Elisa용 - O60315

품목 번호: CM0029518



소개

E-카드헤린의 전사 억제인자인 ZEB2(SIP1/ZFHX1B)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 상피간엽이행(EMT) 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZEB2 Rabbit pAb
비고/별칭	SIP1; SIP-1; ZFHX1B; HSPC082; SMADIPI; ZEB2
종	인간
유전자ID (인간)	9839
유전자ID	9839
면역원	인간 ZEB2 (NP_055610.1)의 아미노산 1050-1214에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60315
단백질 분자량	136kDa
배송 방법	아이스 팩