


Wb, Elisa용 항Zfp36 토끼 다클론 항체 - P26651

품목 번호: CM0018967



소개

인간 ZFP36(트리스테트라프롤린)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. mRNA 분해, 염증 및 종양 억제 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZFP36 토끼 pAb
비고/별칭	TTP; GOS24; GOS24; TIS11; NUP475; zfp-36; RNF162A; ZFP36
종	인간
유전자 ID (인간)	7538
유전자 ID	7538
면역원	인간 ZFP36 (NP_003398.3)의 아미노산 230-326번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P26651
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스백