


## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Zfpm1 토끼 다클론 항체 - Q8Ix07

품목 번호: CM0019158



### 소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 ZFPM1(FOG1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. GATA 인자와의 상호작용을 통해 적혈구계 및 거핵구계 분화에 필수적인 역할을 합니다. 조혈 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명        | ZFPM1 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭      | FOG; FOG1; ZNF408; ZNF89A; ZC2HC11A; ZFPM1                  |
| 종          | 인간                                                          |
| 유전자 ID(인간) | 161882                                                      |
| 유전자 ID     | 161882                                                      |
| 면역원        | 인간 ZFPM1(NP_722520.2)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 숙주         | 토끼                                                          |
| 분류         | 다클론 항체                                                      |
| 적용 분야      | WB, IF/ICC, ELISA                                           |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 랫드                                                 |
| SWISS      | Q8IX07                                                      |
| 단백질 분자량    | 105kDa                                                      |
| 배송         | 아이스팩                                                        |