

Wb용 Anti-Zfx 다클론 항체 - P17010

품목 번호: CM0020792

소개

인간 ZFX에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에 적합합니다. 아연 핑거 X 염색체 단백질로, 추정상 전사 활성화 인자로 기능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZFX 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF926; ZFX
종	인간
GeneID (인간)	7543
GeneID	7543
면역원	재조합 단백질 인간 ZFX(NP_003401.2)의 아미노산 180-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P17010
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스팩