


Wb 및 Elisa용 Anti-Zfyve9 폴리클로날 항체 - O95405

품목 번호: CM0024975



소개

인간 ZFYVE9 (SARA)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. TGF- β 신호 전달 및 SMAD 국소화에 관여하는 초기 엔도솜 단백질을 표적합니다. 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ZFYVE9 토끼 pAb
비고/별칭	NSP; SARA; MADHIP; SMADIP; PPP1R173; ZFYVE9
종	인간
GeneID (인간)	9372
GeneID	9372
면역원	인간 ZFYVE9 (NP_004790.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95405
단백질 분자량	156kDa
배송	아이스백