

Wb, Elisa용 항-Zgpat 다클론 항체 - Q8N5A5

품목 번호: CM0024457



소개

사람 ZGPAT을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에 사용됩니다. 생쥐와 교차 반응성을 보입니다. ZGPAT은 종양 억제 가능성이 있는 전사 억제인자입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ZGPAT 토끼 pAb
비고/별칭	ZIP; ZC3H9; GPATC6; GPATCH6; ZC3HDC9; KIAA1847; ZGPAT
종	사람
GeneID (사람)	84619
GeneID	84619
면역원	사람 ZGPAT (NP_115916.3)의 아미노산 213-272에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q8N5A5
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩