

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Zhx2 토끼 다클론 항체 - Q9Y6X8

품목 번호: CM0023674



소개

망막 발달과 신경 전구체 유지에 관여하는 전사 억제인자인 인간 ZHX2를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ZHX2 토끼 pAb
비고/별칭	RAF; AFR1; ZHX2
종	인간
GeneID (인간)	22882
GeneID	22882
면역원	인간 ZHX2 (NP_055758.1)의 아미노산 488-837에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6X8
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스 팩