

Wb 및 Elisa용 Anti-Zic3 폴리클로날 항체 - O60481

품목 번호: CM0027689



소개

CamelBio는 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 ZIC3 토끼 폴리클로날 항체를 제공하며, 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 교차 반응성을 나타냅니다. 발달 과정 및 좌우 비대칭 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZIC3 Rabbit pAb
비고/별칭	HTX; HTX1; ZNF203; VACTERLX; ZIC3
종(Species)	Human
GeneID	7547
면역원(Immunogen)	인간 ZIC3 (NP_003404.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O60481
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스백