


Anti-Zinc-A2-Glycoprotein (Zag/Azgp1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P25311

품목 번호: CM0028633



소개

Zinc-α2-glycoprotein (ZAG/AZGP1) rabbit polyclonal antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 암 악액질과 관련된 분비성 지방 동원 인자인 인간 및 마우스 ZAG를 검출합니다. 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Zinc-α2-glycoprotein (ZAG/AZGP1) Rabbit pAb
비고/별칭	ZAG; ZA2G; Zinc-α2-glycoprotein (ZAG/AZGP1)
종	인간
유전자 ID (인간)	563
유전자 ID	563
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P25311
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백