

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Zip14 다클론 항체 - Q15043

품목 번호: CM0015545

소개

인간 ZIP14를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 금속 이온 수송 및 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZIP14 토끼 pAb
비고/별칭	HCIN; NET34; ZIP14; cig19; HMNDYT2; LZT-Hs4
종	인간
유전자ID	23516
면역원	합성 펩타이드 인간 ZIP14 (NP_001121903.1)의 아미노산 101-200번 영역 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15043
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩