

Wb 및 Elisa용 항-Zip8 토끼 다클론 항체 - Q9C0K1

품목 번호: CM0024295

소개

인체 ZIP8(SLC39A8)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, Western blot(WB) 및 ELISA 검증을 완료하였으며 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 아연/망간 수송 및 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZIP8 토끼 pAb
비고/별칭	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
종	인체(Human)
GeneID (인체)	64116
GeneID	64116
면역원	인체 ZIP8(NP_071437.3)의 아미노산 201-300 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9C0K1
단백질 무게	50kDa
배송	아이스팩