


Wb, Elisa용 Anti-Zmat2 폴리클로날 항체 - Q96Nc0

품목 번호: CM0013282



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 토끼 항-인간 ZMAT2 폴리클로날 항체; 마우스 및 랫트와 교차 반응함. 스플라이스솜 구성 요소인 ZMAT2를 타겟으로 하며, pre-mRNA 스플라이싱 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZMAT2 Rabbit pAb
비고/별칭	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	153527
유전자 ID	153527
면역원	제조항 단백질: 인간 ZMAT2 (NP_653324.1)의 아미노산 1-199에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96NC0
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스 백(Ice bag)