


Anti-Zmat2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Nc0

품목 번호: CM0015341



소개

전사 전 인터론 제거(pre-mRNA splicing)에 관여하는 스플라이스솜 구성 요소인 ZMAT2를 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체입니다. 사람, 쥐, 및 실험쥐 샘플에서 WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 스플라이싱 및 유전자 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZMAT2 Rabbit pAb
비고/별칭	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	153527
유전자 ID	153527
면역원	사람 ZMAT2 (NP_653324.1)의 아미노산 1-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 실험쥐(Rat)
SWISS	Q96NC0
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)