

Wb 및 Elisa용 항-Zmiz2 토끼 다클론 항체 - Q8Nf64

품목 번호: CM0021803

소개

ZMIZ2에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 핵 수용체 공동활성화 및 전사 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ZMIZ2 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | NET27; ZIMP7; hZIMP7; TRAFIP20; ZMIZ2                         |
| 종           | 사람                                                            |
| 유전자 ID (사람) | 83637                                                         |
| 유전자 ID      | 83637                                                         |
| 면역원         | 사람 ZMIZ2 (NP_001287888)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                            |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                        |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 래트                                                   |
| SWISS       | Q8NF64                                                        |
| 단백질 분자량     | 97kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                          |