

Anti-Zmpste24 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O75844

품목 번호: CM0023826



소개

ZMPSTE24에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 라민 A 처리, 핵막 역학 및 항바이러스 메커니즘 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ZMPSTE24 Rabbit pAb
비고/별칭	HGPS; PRO1; FACE1; RSDM1; STE24; FACE-1; Ste24p; ZMPSTE24
종	인간
GeneID (Human)	10269
GeneID	10269
면역원	인간 ZMPSTE24의 아미노산 200-300에 해당하는 서열의 합성 펩타이드 (NP_005848.2)
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75844
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백