

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Zmsnf2 토끼 폴리클로날 항체 - A0A3L6Fqf6

품목 번호: CM0018771

소개

옥수수 ZmSNF2 (UniProt A0A3L6FQF6)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 옥수수 염색질 재구성 연구에 이상적. 재조합 단백질 면역원, 아이스백과 함께 배송.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZmSNF2 토끼 pAb
비고/별칭	GRMZM2G167668; GRMZM2G379804; ZmSNF2
종	옥수수
유전자 ID	103652266
면역원	옥수수 ZmSNF2 (XP_020405944.1)의 아미노산 901-1089에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	옥수수
SWISS	A0A3L6FQF6
단백질 분자량	155kDa
배송	아이스백