


Wb, Elisa용 Anti-Zmynd11 폴리클로날 항체 - Q15326

품목 번호: CM0030428



소개

인간 ZMYND11 (BS69/BRAM1)을 인식하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 후성유전학 및 암 연구를 위한 핵심 크로마틴 리더 및 종양 억제 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZMYND11 Rabbit pAb
비고/별칭	BS69; BRAM1; MRD30; ZMYND11
종(Species)	Human
GeneID (Human)	10771
GeneID	10771
면역원(Immunogen)	인간 ZMYND11 (NP_997644.2)의 아미노산 278-567에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q15326
단백질 분자량	71kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)