


## Wb, Elisa용 Anti-Zmynd8 폴리클로날 항체 - Q9Ulu4

품목 번호: CM0024760



### 소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-ZMYND8 토끼 폴리클로날 항체입니다. 전사 조절, DNA 복구 및 종양 억제에 관여하는 크로마틴 리더인 인간 ZMYND8을 인식합니다. 후성유전학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ZMYND8 Rabbit pAb                                                           |
| 비고/별칭       | RACK7; PRKCBP1; PRO2893; ZMYND8                                             |
| 종           | 인간(Human)                                                                   |
| 유전자 ID (인간) | 23613                                                                       |
| 유전자 ID      | 23613                                                                       |
| 면역원         | 재조합 단백질   인간 ZMYND8 (NP_898868.1)의 아미노산 959-1188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                                  |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                             |
| 애플리케이션      | WB, ELISA                                                                   |
| 교차 반응성      | 인간(Human)                                                                   |
| SWISS       | Q9ULU4                                                                      |
| 단백질 분자량     | 132kDa                                                                      |
| 배송          | 아이스 백(Ice bag)                                                              |