


Anti-Zmynd8 폴리클론항체 (Ko 검증) - Wb, Ip, Elisa용 - Q9Ulu4

품목 번호: CM0021618



소개

인간 ZMYND8을 표적으로 하는 KO 검증 토끼 폴리클론항체. 인간 및 마우스 반응성을 갖춘 WB, IP, ELISA에 대해 검증됨. 크로마틴 판독체, 전사 조절 및 DNA 수복 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	[KO 검증] ZMYND8 토끼 pAb
비고/별칭	RACK7; PRKCBP1; PRO2893; D8
종	인간
GeneID (인간)	23613
GeneID	23613
면역원	인간 ZMYND8 (NP_898868.1)의 아미노산 959-1188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9ULU4
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스백