

Wb, Elisa용 Anti-Znf10 폴리클로날 항체 - P21506

품목 번호: CM0028336

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 고품질 ZNF10 토끼 pAb로, 인간 아연 집단 단백질 10(ZNF10/KOX1)을 검출하며 잠재적 전사 조절 인자입니다. 크로마틴 및 유전자 조절 연구에 적합합니다. SWISS: P21506.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF10 Rabbit pAb
비고/별칭	KOX1; ZNF10
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	7556
GeneID	7556
면역원(Immunogen)	인간 ZNF10 (NP_056209.2)의 아미노산 474-573 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P21506
단백질 분자량	66kDa
배송(Shipping)	아이스백